



# AL PASA NEN

POWERED BY SOFT N.W.



3 STRATI DI  
PROTEZIONE



100% MADE  
IN ITALY

## MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO

10 pcs

### AL PASA NEN PIEGA 2 - MAS004 MODELLO PER ADULTO

Mascherina Facciale ad Uso Medico di Tipo II secondo la norma UNI EN 14683:2019

realizzata ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dalla legge 17 luglio 2020 n°77

**Composizione:** 2 veli di tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene, 1 strato di tessuto non tessuto meltblown in polipropilene, 2 elastici in elastomero e poliестere, 1 ponte nasale in polipropilene con anima in acciaio



Prima dell'utilizzo della mascherina, lavarsi le mani.

Indossare la mascherina con le pieghe rivolte verso il basso e l'inserito metallico verso l'alto. Far aderire la mascherina al viso posizionando gli elastici dietro le orecchie.

Prima di rimuovere la mascherina lavarsi nuovamente le mani.

MANTENERE LE MASCHERINE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE LONTANO DA FONTI DI CALORE O DAL CONTATTO DIRETTO CON RAGGI SOLARI O UV.



NON  
LAVABILE



PRODOTTO  
MONOUSO



SCADENZA  
1 ANNO



100%  
RICICLABILE



**SOFT**  
NONWOVENS

SOFT N.W. S.p.A

Via Piave, 5 - Quaregna Cerreto (BI) 13854 - Italy

Tel +39 015 882200 - Fax +39 015 882135

softnw@softnw.com - www.softnw.com



Dopo l'uso, i dispositivi monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie, ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati. Per le "abitazioni" in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo le mascherine utilizzate dovranno essere smaltite nei rifiuti indifferenziati.



3 STRATI DI  
PROTEZIONE

# AL PASA NEN

POWERED BY SOFT N. W.



100% MADE  
IN ITALY

## MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO

10 pcs

AL PASA NEN PIEGA 2 -MAS004  
MODELLO PER ADULTO

Mascherina Facciale ad Uso Medico di Tipo II secondo la norma UNI EN 14683:2019

realizzata ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, modificato dalla legge 17 luglio 2020 n°77

**Composizione:** 2 veli di tessuto non tessuto spunbonded in polipropilene, 1 strato di tessuto non tessuto meltblown in polipropilene, 2 elastici in elastomero e poliestere, 1 ponte nasale in polipropilene con anima in acciaio



Prima dell'utilizzo della mascherina, lavarsi le mani.

Indossare la mascherina con le pieghe rivolte verso il basso e l'inserito metallico verso l'alto. Far aderire la mascherina al viso posizionando gli elastici dietro le orecchie.

Prima di rimuovere la mascherina lavarsi nuovamente le mani.

MANTENERE LE MASCHERINE ALL'INTERNO DELLA CONFEZIONE LONTANO DA FONTI DI CALORE O DAL CONTATTO DIRETTO CON RAGGI SOLARI O UV.



NON  
LAVABILE



PRODOTTO  
MONOUSO



SCADENZA  
1 ANNO



100%  
RICICLABILE



SOFT  
NONWOVENS

SOFT N.W. S.p.A

Via Piave, 5 - Quaregna Cerreto (BI) 13854 - Italy

Tel +39 015 882200 - Fax +39 015 882135

softnw@softnw.com - www.softnw.com



Dopo l'uso, i dispositivi monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie, ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati. Per le "abitazioni" in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo le mascherine utilizzate dovranno essere smaltite nei rifiuti indifferenziati.